

# การติดตั้งโปรแกรม EQA\_cyto2.exe

โปรแกรม EQA\_cyto2.exe เป็นโปรแกรมสำหรับ โครงการ EQA in non gynecologic cytology

จะสามารถลงโปรแกรมได้ 2 กรณี ดังนี้


1. สำหรับผู้ที่ไม่เคยติดตั้ง EQA\_cyto.exe(EQA in gynecologic cytology)
2. สำหรับผู้ที่เคยติดตั้ง EQA\_cyto.exe มาแล้ว

## สำหรับผู้ที่ไม่เคยติดตั้ง EQA\_cyto.exe(EQA in gynecologic cytology)

เปิด เว็บไซต์ [www.cyto-qa.org](http://www.cyto-qa.org)



1. ติดตั้ง EQA.exe installer ลงตามขั้นตอนที่ระบบแนะนำ



2. ติดตั้ง EQA\_cyto2.exe



โดยสามารถ เรียกใช้โปรแกรม ได้ที่ “c:\sblab\_pro\EQA\_cyto2.exe”

## สำหรับผู้เคยติดตั้ง โปรแกรม EQA.exe

สามารถ download ติดตั้ง EQA\_cyto2.exe



โดยสามารถ เรียกใช้โปรแกรม ได้ที่ “c:\sblab\_pro\EQA\_cyto2.exe”